


- ✓ Innovation: 8-wöchige Intensivbehandlung gegen Augenringe. Die effektvolle Kombination bester Wirkstoffe in Verbindung mit den fortschrittlichsten Gerätetechnologien sorgt für Ergebnisse, wie sie bisher nicht möglich waren.
- ✓ Fortschrittlichste Gerätetechnologien: Ultraschall und Iontophorese holen das Beste aus den eingesetzten Wirkstoffen und intensivieren die Wirkung.
- ✓ Höchste Wirkstoffkonzentrationen und sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe, die direkt auf die Ursachen von Augenringen eingehen.
- ✓ Frei von Alkohol, Duftstoffen, Farbstoffen, Parabenen, Silikonen und Mineralölen. Mild und hochwirksam zugleich.
- ✓ Professionelle Ergebnisse von zuhause. Dark Circle Treatment ermöglicht eine Behandlung in den eigenen vier Wänden, wie man sie sonst nur aus dem Kosmetikinstitut kennt.
- ✓ Einfache Anwendung. Die Behandlung ist kinderleicht und benötigt nur wenige Minuten pro Tag.
- ✓ Komplett vegan.
- ✓ Sichtbar gemilderte Augenringe in nur 8 Wochen.



iluqua UG  
(haftungsbeschränkt)

Kornblumenweg 6  
38300 Wolfenbüttel

[www.iluqua.com](http://www.iluqua.com)



## DARK CIRCLE TREATMENT

8-wöchige  
Intensivbehandlung  
gegen Augenringe



#### DARK CIRCLE TREATMENT

Das Dream Team gegen lästige, dunkle Schatten unter den Augen: unsere 8-wöchige Intensivbehandlung gegen Augenringe.

Die einmalige Kombination effektivster Wirkstoffe mit den fortschrittlichsten Gerätetechnologien.

Das Komplettsset beinhaltet:

- Spezialserum gegen Augenringe
- Ultraschallgerät mit Ionentechnologie
- 8 Paar Algin-Augenpads

Für sichtbar gemilderte Augenringe in nur 8 Wochen.

**SPEZIALSERUM:** Das hochkonzentrierte Serum hellt dunkle Verfärbungen von Augenringen sichtbar auf und verbessert so das Erscheinungsbild der Augenpartie drastisch. Es wirkt zielgerichtet gegen die Hauptursachen von Augenringen, stärkt das dünne Unterlid sowie die durchlässigen Blutgefäße und baut die typischen Verfärbungen ab. Mit Haloxyl®, Eyseliss®, Retinol, Niacinamiden, Mäusedornextrakt, niedermolekularer Hyaluronsäure und Liposomen.

**ULTRASCHALLGERÄT:** Durch die Gerätebehandlung dringen die hochwertigen Inhaltsstoffe besonders gut in die Haut ein, wo sie ihre volle Wirkung erzielen können. Das handliche 3 MHz Ultraschallgerät mit Ionentechnologie und auswählbaren Intensitätsstufen intensiviert die Behandlung, verbessert die Wirkstoffaufnahme und regeneriert die Augenpartie. Der besonders kleine Ultraschallkopf ermöglicht die Behandlung von Augenringen, geschwollenen Lidern und Tränensäcken.

**AUGENPADS:** Die Augenmaske mit hochkonzentriertem Marine- und Mineral-Komplex stimuliert den Zellstoffwechsel und unterstützt Regeneration und Hauterneuerung der Augenpartie. Die Pads sind optimal verträglich, extrem feuchtigkeitsspendend und sorgen für einen sofortigen Straffungseffekt sowie sichtbaren Volumenaufbau der zarten Augenpartie.



#### ANWENDUNG:

1. Morgens und abends eine kleine Menge des Serums direkt auf die dunklen Verfärbungen der Augenringe auftragen.



2. Das Serum mit dem Ultraschallgerät komplett einarbeiten. Dadurch können die Wirkstoffe ihre volle Wirkung erzielen.



3. 1x wöchentlich die Algin-Augenpads verwenden. Dadurch wird die Regeneration und Hauterneuerung stimuliert.

